



LETTO A 4 SEZIONI elettrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27673

EAN / GTIN 8023279276732

Confezione 1

LETTO SPECIALISTICO con Trendelenburg - 40-80 cm Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm con movimenti completamente elettrici. Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm. Rete con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi-materasso. Sezione schienale e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V CC indipendenti e pulsantiera. Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa. Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello. Fornito completo di 2 sbarre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e asta alzamalati. Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni rete: 900x2.000 mm
- Altezza rete: 400-800 mm
- Misure esterne: 1.030x2.140 mm
- Portata massima: 135 kg
- Peso: 102 kg
- Potenza operativa: 230V - 50Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y181210

EAN / GTIN

8023279276732

CODICE GEF

27673



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697