



COMODINO FEBO

Codice GEF (SKU) **27674**

EAN / GTIN **8023279276749**

Confezione **1**

COMODINO FEBO - blu avio RAL 5014 Dimensioni: 42x40xh 80 cm
Struttura in acciaio 8/10 verniciato con polveri epossidiche. Porta-asciugamani, maniglia in gomma morbida, cassetto scorrevole con vassoio removibile in ABS. Ripiano interno removibile, 4 ruote di cui 2 con freno. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279276749

CODICE GEF

27674



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697