

RAL  
5010RAL  
2003RAL  
6019RAL  
1013RAL  
7040

## COMODINO FEBO colore a scelta

Codice GEF (SKU) **27675**EAN / GTIN **8023279276756**Confezione **10**

COMODINO FEBO - altri colori (Disponibili in 30 giorni per minimo 10 pezzi) Dimensioni: 42x40xh 80 cm Struttura in acciaio 8/10 verniciato con polveri epossidiche. Porta-asciugamani, maniglia in gomma morbida, cassetto scorrevole con vassoio removibile in ABS. Ripiano interno removibile, 4 ruote di cui 2 con freno. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279276756**

CODICE GEF

**27675**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697