



## COMODINO IN LEGNO ad altezza regolabile per codici 27672/3

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27676

EAN / GTIN 8023279276763

Confezione 1

COMODINO IN LEGNO - altezza regolabile, vassoio reclinabile  
Prodotto in legno laminato di qualità. Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e reclinabile a 90°. Misure: 50 x 33 x h 85 cm. Vassoio laterale: 58 x 33 cm. 4 ruote girevoli (2 bloccabili). Bordi in ABS.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279276763

CODICE GEF

27676



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697