



COMODINO IN LEGNO con vassoio estraibile per codici 27672/3

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27677

EAN / GTIN 8023279276770

Confezione 1

COMODINO IN LEGNO - vassoio estraibile Prodotto in legno laminato di qualità. Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e oscillante. Misure: 50 x 33 x h 85 cm. Vassoio laterale: 72 x 36 cm. 4 ruote girevoli (2 bloccabili). Bordi in ABS.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279276770

CODICE GEF

27677



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697