



GUAINA MATERASSO TRASP

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27681

EAN / GTIN 8023279276817

Confezione 1

FODERA IN POLIESTERE 195x85x14 cm - bianca Fodera ignifuga in poliestere traspirante per materassi (27680, 27682, 27692)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 195 x 85 x h 14 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279276817

CODICE GEF

27681



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697