

GEF Medica

Letto Elettrico A 4 Motori Altezza Regolabile 24 3 Articolazioni 4 Sezioni

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27683

EAN / GTIN 8023279241716

Confezione 1

LETTO A 4 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 24-65 cm Letti a tre snodi, quattro sezioni, con altezza regolabile con movimenti completamente elettrici. Struttura in acciaio, superficie rivestita. Rete con quattro sezioni, superficie in acciaio antiscivolo. Sezione schienale e sezione gambe regolabili mediante due motori elettrici indipendenti. Sezione bacino fissa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni rete: 90x200 cm
- Altezza totale: 74-114 cm
- Altezza rete: 27-68 cm
- Misura esterna: 102x215 cm
- Inclinazione max sezione schienale: 70°
- Inclinazione max sezione gambe: 25°
- Inclinazione max letto: 12°
- Altezza estremità letto da rete: 46 cm
- Portata max: 180 kg
- Potenza operativa: 230 V - 50 Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060101

EAN / GTIN

8023279241716

CODICE GEF

27683



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697