



FODERA IMPERMEABILE Universale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27695

EAN / GTIN 8023279276954

Confezione 1

FODERA IN POLIURETANO TEKMA - 195x85x18 cm - bianca Fodera morbida, ignifuga, traspirante e impermeabile. Universale (fino a h14 cm) con elastico. Lavabile. Autoclavabile a 134°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 195 x 85 x 18 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279276954

CODICE GEF

27695



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697