



## CUSCINO CON FODERA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27696

EAN / GTIN 8023279276961

Confezione 1

CUSCINO 45x75x10 cm Cuscino in schiuma di poliuretano traspirante, densità 21 kg/mc con fodera ritardante di fiamma in poliestere. Lavabile a 95°C, autoclavabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 45 x 75 x h 10 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080399

EAN / GTIN

8023279276961

CODICE GEF

27696



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697