



SPONDE A N 165,5x40 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27697

EAN / GTIN 8023279276848

Confezione 1

SPONDA A N 165x40 cm Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. La sponda laterale può essere fissata con vite. Portata max: 75 Kg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08068001

EAN / GTIN

8023279276848

CODICE GEF

27697



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697