



SPONDE DELUXE REGOLABILI 194- 220x43,5cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27698

EAN / GTIN 8023279276978

Confezione 1

SPONDA REGOLABILE DELUXE 194-220x43,5 cm Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. Lunghezza sponda laterale regolabile con molla. Portata max: 75 Kg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08068001

EAN / GTIN

8023279276978

CODICE GEF

27698



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697