



SPONDA LETTO RIBALTABILE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27704

EAN / GTIN 8023279277043

Confezione 1

SPONDA LETTO A RIBALTA Agganciabile al letto come ausilio per le persone che hanno difficoltà a muoversi, ad alzarsi e a coricarsi. Struttura a ribalta pieghevole con un solo gesto: la maniglia può essere facilmente ripiegata su entrambi i lati. Semplice da usare, azionamento con una sola mano. - regolazione continua dell'altezza - 3 livelli di regolazione della larghezza della maniglia - la pratica maniglia in PU si abbassa e si alza di 180 gradi - luce per l'uso notturno - fabbricata in ferro Dimensioni: 64-84x63,5xh 73,5-91,5 cm. Peso: 3,95 kg Dimensioni imballo: 60x46x36 cm Portata max: 125 kg PER QUALSIASI TIPO DI LETTO

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y1899

EAN / GTIN

8023279277043

CODICE GEF

27704



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697