



Carrozzina Pieghevole Standard

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27709

EAN / GTIN 8023279277098

Confezione 1

CARROZZINA STANDARD - seduta 46 cm - tessuto blu - struttura a incrocio singolo - struttura cromata - braccioli fissi, imbottitura PVC - poggiatesta fissi, pedana alzabile, cinghia per gambe - ruote anteriori solide 20 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 64 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 24 cm
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 58 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 49 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 87 cm
- Lunghezza totale: 106 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 94 x 23 x 89 cm
- Peso netto: 17 Kg
- Peso lordo: 19,2 Kg

CLASSE DM

I

CND

Y122106

EAN / GTIN

8023279277098

CODICE GEF

27709



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it