



## Deambulatore Tradizionale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27722**EAN / GTIN **8023279277227**Confezione **1**

DEAMBULATORE In alluminio leggero, con gommini antiscivolo e impugnature imbottite. Dimensioni 47x60 cm, richiudibile. Altezza regolabile 78-96 cm. Istruzioni: GB, FR, IT, SE. Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Y120603**

EAN / GTIN

**8023279277227**

CODICE GEF

**27722**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697