



SEDIA DA DOCCIA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27730

EAN / GTIN 8023279277302

Confezione 1

Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo. Portata massima: 100 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y093399

EAN / GTIN

8023279277302

CODICE GEF

27730



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697