



## Bastone In Legno "Leonardo" Manico A T In Metallo Inciso

Codice GEF (SKU) **27736**

EAN / GTIN **8050714360541**

Confezione **1**

BASTONI IN LEGNO DI FAGGIO: "LEONARDO" - MANICO METALLO  
CESELLATO A "T" - unisex - nero Carico massimo bastoni in legno:  
100 kg Altezza: 92 cm (In base al puntale in gomma e all'impugnatura,  
può variare da 90 a 96 cm) Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8050714360541**

CODICE GEF

**27736**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697