



RIALZO WC CLIPUP

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27738**EAN / GTIN **3701127751116**Confezione **1**

RIALZO WC CLIPUP® - autoclavabile ClipUp® può essere installato in modo sicuro su qualsiasi tipo di WC. Sistema di fissaggio innovativo mediante dente di arresto. La forma con scanalatura anteriore fornisce il massimo confort e facilita l'igiene personale. Portata massima: 150 kg. Fornito con 6 gommini antiscivolo in SBS. Sistema brevettato di aggancio con dente di arresto. Made in France.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni:
- larghezza 34 - 37 cm
- profondità 38,5 cm
- altezza 14 cm
- Imballo: 45,5x16,5xh 39,5 cm
- Apertura seduta (prof x largh): 26x16 - 19 cm
- Elevazione WC: 10 cm
- Peso: 0,872 kg
- Materiale: 100% polipropilene

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091215

EAN / GTIN

3701127751116

CODICE GEF

27738

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697