



# Sollevatore Idraulico Portata 200 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27749

EAN / GTIN 8023279277494

Confezione 1

Sollevamento tramite pompa idraulica azionata da leva di controllo laterale. Movimento di discesa attraverso una valvola di scarico indipendente. Base regolabile da 68 a 118 cm tramite un dispositivo manuale per accedere anche nei posti più stretti. Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 rotelle posteriori Ø 100 mm, con freno indipendente e due rotelle anteriori Ø 70 mm. Fornito con gancio per tetraplegici (27754). Produzione italiana.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 50 kg
- Lunghezza: 134 cm
- Base regolabile: 68-118 cm
- Gancio di sostegno: h min 76 cm, h max 167 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805030101

EAN / GTIN

8023279277494

CODICE GEF

27749



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697