



Sollevatore Elettrico

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27752

EAN / GTIN 8023279277524

Confezione 1

Sollevamento tramite pompa idraulica controllata elettronicamente. Movimento su e giù tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l'alto/il basso. Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 rotelle posteriori Ø 100 mm, con freno indipendente e due ruote anteriori Ø 70 mm. Fornito con imbragatura universale (27767). Produzione italiana.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	PORTATA	EAN	CONFEZIONE
27752	170 kg	8023279277524	1
27753	200 kg	8023279277531	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805030102

EAN / GTIN

8023279277524

CODICE GEF

27752



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697