



Sollevatore Elettrico Portata 200 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27753

EAN / GTIN 8023279277531

Confezione 1

Sollevamento e abbassamento tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l'alto/il basso. Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 rotelle posteriori Ø 100 mm, con freno indipendente e due rotelle anteriori Ø 70 mm. Fornito con imbragatura per tetraplegici (27754). Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805030102

EAN / GTIN

8023279277531

CODICE GEF

27753



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697