



IMBRAGATURA CON SUPPORTO TESTA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27754

EAN / GTIN 8023279277548

Confezione 1

Imbragatura per tetraplegici di ricambio, portata 250 kg. Prodotto in tessuto a rete.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805038002

EAN / GTIN

8023279277548

CODICE GEF

27754



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697