



SEDIA DA BAGNO CON SCHIENALE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27758

EAN / GTIN 8023279277586

Confezione 1

COMODA DA BAGNO con schienale Struttura in alluminio, seduta imbottita. Bacinella in plastica rimovibile. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 83-93 cm). Peso: 5,5 kg Portata: 100 kg

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y093303

EAN / GTIN

8023279277586

CODICE GEF

27758



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697