



Bastone In Legno "Raffaello" Manico A T Da Uomo

Codice GEF (SKU) **27762**

EAN / GTIN **8023279277623**

Confezione **1**

BASTONI IN LEGNO DI FAGGIO: "RAFFAELLO" A "T" - uomo -
marrone Carico massimo bastoni in legno: 100 kg Altezza: 92 cm (In
base al puntale in gomma e all'impugnatura, può variare da 90 a 96 cm)
Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279277623

CODICE GEF

27762



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697