



Bastone In Legno "Raffaello" Manico A T Da Donna

Codice GEF (SKU) **27763**

EAN / GTIN **8023279277630**

Confezione **1**

BASTONI IN LEGNO DI FAGGIO: "RAFFAELLO" A "T" - donna -
marrone Carico massimo bastoni in legno: 100 kg Altezza: 92 cm (In
base al puntale in gomma e all'impugnatura, può variare da 90 a 96 cm)
Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279277630

CODICE GEF

27763



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697