



## Bastone In Legno "Tiziano" Manico A T Unisex

Codice GEF (SKU) **27765**

EAN / GTIN **8023279277654**

Confezione **1**

BASTONI IN LEGNO DI FAGGIO: "TIZIANO" A "T" - unisex - corno  
Carico massimo bastoni in legno: 100 kg Altezza: 92 cm (In base al  
puntale in gomma e all'impugnatura, può variare da 90 a 96 cm) Made  
in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279277654**

CODICE GEF

**27765**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697