



Stampelle Ascellari Universali

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27770

EAN / GTIN 8023279277708

Confezione 1

STAMPELLA ASCELLARE - ultra regolabile Alluminio. Altezza regolabile: 100-130 cm. Portata max 100 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120312

EAN / GTIN

8023279277708

CODICE GEF

27770



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697