



BASTONE ADVANCE CON GRIP IN GEL

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27771

EAN / GTIN 3401099680222

Confezione 1

BASTONE IN ALLUMINIO: BASTONE A "T" ADVANCE - grigio Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e impugnatura in gel per ridurre lo sforzo nella presa. Carico massimo: 110 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

3401099680222

CODICE GEF

27771



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697