



# Bastone Legno Manico A "T"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27773**EAN / GTIN **3401066151168**Confezione **1**

BASTONI IN LEGNO: BASTONE A "T" - legno - carico massimo: 120 kg Made in France.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Y120399**

EAN / GTIN

**3401066151168**

CODICE GEF

**27773**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697