




Stampella Ascellare con Doppia Regolazione

Codice GEF (SKU) 27775

STAMPELLA ASCELLARE CON DOPPIA REGOLAZIONE - paio Lega di alluminio leggera. Impugnatura decentrata e copertura lavabile 120-142 cm. Peso 1 kg. Portata max 100 kg. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STAMPELLA ASCELLARE CON DOPPIA REGOLAZIONE - paio
- Lega di alluminio leggera.
- Impugnatura decentrata e copertura lavabile 120-142 cm.
- Peso 1 kg.
- Portata max 100 kg.
- Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
27775



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697