



BASTONE ALLUMINIO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27780**EAN / GTIN **8023279277807**Confezione **1**

BASTONI DA PASSEGGIO BASTONE ALLUMINIO CON
IMPUGNATURA A "T" - argento Altezza regolabile: 71-94 cm - peso
0,36 kg - carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

8023279277807

CODICE GEF

27780

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697