



Bastone Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27781

EAN / GTIN 8023279277814

Confezione 1

BASTONI DA PASSEGGIO BASTONE ALLUMINIO CON
IMPUGNATURA A "T" - nero Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg
- carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

8023279277814

CODICE GEF

27781



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697