



Bastone Alluminio Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27782

EAN / GTIN 8023279277821

Confezione 1

BASTONI DA PASSEGGIO BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè

Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

8023279277821

CODICE GEF

27782



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697