



Bastone Pieghevole Alluminio Fantasia Cashmere

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27783

EAN / GTIN 3401099812067

Confezione 1

BASTONI DA PASSEGGIO BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE -
fantasia cashmere Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico
massimo: 110 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

3401099812067

CODICE GEF

27783



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697