



Bastone Alluminio Con Manico Curvo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27784

EAN / GTIN 8023279277845

Confezione 1

BASTONI DA PASSEGGIO BASTONE ALLUMINIO CON
IMPUGNATURA RICURVA Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg
- carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120399

EAN / GTIN

8023279277845

CODICE GEF

27784



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697