



# Stampella Portata 100 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27793**EAN / GTIN **8023279277937**Confezione **1**

STAMPELLA AD AVAMBRACCIO - Portata max 100 kg. Tubo in alluminio. Impugnatura anatomica. Altezza regolabile: 96-119 cm.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Y120312**

EAN / GTIN

**8023279277937**

CODICE GEF

**27793**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697