



Barella Smontabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27801

EAN / GTIN 8023279278019

Confezione 1

BARELLA paziente - parte superiore smontabile Realizzate in tubolare di acciaio cromato e fornite con materasso in materiale plastico lavabile e autoestinguente. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. Portata max: 110 kg Schienale regolabile fino a 60°

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279278019

CODICE GEF

27801



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697