



Barella Professionale Rx Con Sponde E Portabombola

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27805

EAN / GTIN 8023279278057

Confezione 1

BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno TELAIO RADIOTRASPARENTE Gli assi verticali e l'intelaiatura radiotrasparente consentono alla struttura di avere un'ampia superficie radiotrasparente. Barella innovativa, elegante, pratica e facile da utilizzare. Carrello costituito da tubolare robusto per un'ottima stabilità. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279278057

CODICE GEF

27805



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697