



Asta Portaflebo su Piantana a 5 Ruote con Manico e Ripiano - Acciaio Inox - 4 Ganci

Codice GEF (SKU) 27815

EAN / GTIN 8023279278156

Asta flebo acciaio inox 201 Altezza regolabile: 110-200 cm Peso Kg: 3,6 Materiale base: acciaio inox Numero di ganci e Materiale: 4 (acciaio inox) Portata per gancio: 2 Kg Portata totale: 8 Kg Ruote f

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta flebo acciaio inox 201 Altezza regolabile: 110-200 cm Peso Kg: 3,6 Materiale base: acciaio inox Numero di ganci e Materiale: 4 (acciaio inox) Portata per gancio: 2 Kg Portata totale: 8 Kg Ruote frenanti: 5 Ruote antistatiche: - Dimensioni ripiano ABS: 22x23 cm Portata ripiano: 15 kg Ø 44 cm base

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278156

CODICE GEF

27815



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697