



## Piantana per Pompe Infusionali a 5 Ruote con Manico e Ripiano - Acciaio Inox - 4 Ganci - Portata 20 Kg

Codice GEF (SKU) 27816

EAN / GTIN 8023279278163

PIANTANA PER POMPE INFUSIONALI Piantana in acciaio inox 201 di alta qualità. Leggera e facile da spostare, adatta per reggere pompe infusionali a canale singolo o doppio. Base antiscivolo in acciaio v

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PIANTANA PER POMPE INFUSIONALI Piantana in acciaio inox 201 di alta qualità. Leggera e facile da spostare, adatta per reggere pompe infusionali a canale singolo o doppio. Base antiscivolo in acciaio verniciato a polvere con rivestimento antipolvere in ABS per evitare l'accumulo di polvere, garantendo un ambiente più igienico. Dotata di un ripiano multifunzionale in alluminio con maniglia integrata, che può reggere la pompa a infusione; 4 ganci in acciaio inox e 5 ruote Ø 76 mm, di cui due frenanti. Scheda nome reparto per facilitare l'identificazione Base Ø 50 cm 4 ganci in acciaio inox Ripiano multifunzionale

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278163

CODICE GEF

27816



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697