



Asta Flebo Premium Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27818**EAN / GTIN **8023279278187**Confezione **1**

Asta flebo acciaio inox AISI 202 Altezza regolabile: 135-215 cm Peso Kg: 3,5 Materiale base: alluminio Numero di ganci e Materiale: 4 (acciaio inox) Portata per gancio: 3 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129099

EAN / GTIN

8023279278187

CODICE GEF

27818

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697