



Piantana Per Pompe Infusionali Con Pompa Idraulica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27829

EAN / GTIN 8023279278293

Confezione 1

PIANTANA PER INFUSIONE con pompa idraulica Struttura in acciaio cromato. Quattro ganci in acciaio cromato. Base in acciaio inossidabile a cinque razze Ø 60 cm con ruote diametro 50 mm, di cui due frenanti. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza regolabile (cm): 189-260
- Portata (kg): 30 (5 Kg per gancio, 10 Kg per pompa infusione)
- Peso (kg): 18
- Telaio pompa infusione (cm): 39 x 75
- Dimensione imballo (cm): 185 x 18 x 43

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279278293

CODICE GEF

27829



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697