



## CONTENITORE ACQUA

Codice GEF (SKU) **27837**

EAN / GTIN **8023279278378**

Confezione **1**

SERBATOIO ACQUA - 10 l Serbatoio di acqua pressurizzato dotato di tubo flessibile di 4 mm e doccia azionabile con un pulsante. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279278378**

CODICE GEF

**27837**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697