



TUBO ESTENSIONE

Codice GEF (SKU) 27838

EAN / GTIN 8023279278385

Confezione 1

TUBO ESTENSIONE DOCCIA - 6 m Tubo flessibile munito di doccia azionabile con un pulsante Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278385

CODICE GEF

27838



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697