



Asta Portaflebo 2 Ganci Su Piantana A Rotelle Smontata

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27840

EAN / GTIN 8023279278408

Confezione 1

Asta flebo verniciata a polveri • Altezza regolabile: 160-220 cm • Peso:
4,0 Kg • Materiale base: acciaio verniciato • Numero di ganci e
Materiale: 2 (plastica) • Portata per gancio: 5 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279278408

CODICE GEF

27840



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697