



Asta Portaflebo 2 Ganci Su Piantana Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27843

EAN / GTIN 8023279278439

Confezione 1

Asta flebo in alluminio • Altezza regolabile: 165-210 cm • Peso: 2,1 Kg •
Materiale base: plastica • Numero di ganci e Materiale: 2 (plastica) •
Portata per gancio: 5 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279278439

CODICE GEF

27843



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697