



SUPPORTO IN PLASTICA 2 ganci

Codice GEF (SKU) 27845

EAN / GTIN 8023279278453

Confezione 1

Supporto in plastica per cestello flebo Ganci: 2 Materiale ganci: plastica Portata: 5 Kg per gancio (totale 10 Kg)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278453

CODICE GEF

27845



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697