



SUPPORTO IN METALLO 2 ganci

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27849

EAN / GTIN 8023279278491

Confezione 1

Supporto in acciaio inox 304 per cestello flebo Ganci: 2 Materiale ganci: acciaio inossidabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279278491

CODICE GEF

27849



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697