



# Carrello Diatermo Con Elettrificazione Medio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27866

EAN / GTIN 8023279278668

Confezione 1

CARRELLO DIATERMO con prese multiple - medio Carrello ergonomico progettato per tenere e spostare elettrobisturi (inclusi modelli Argon). L'altezza di 915 mm con ripiano superiore inclinato permette una facile lettura del display dell'unità. Il carrello è dotato di un secondo ripiano con bordi antiscivolo rialzati, due cassetti posti alla base e uno spazio posteriore con cinghie di fissaggio per contenere due bombole di Argon. Le sponde reggi-ripiani possono contenere ulteriori accessori. Realizzato in acciaio temperato verniciato con polveri epossidiche e in alluminio.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: - Totale 200 kg - Ripiano inclinato 50 kg
- Ripiano inclinato: 42x45 cm
- Cassetti e ripiano: 42x36 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278668

CODICE GEF

27866



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697