



Carrello Super Easy Con Ripiano E Supporto Monitor

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27869

EAN / GTIN 8023279278699

Confezione 1

CARRELLI SUPER EASY - con maniglia • Carrello + ripiano + base + supporto monitor (Non utilizzabile con 27874) • Dim. ripiano (cm): 40x36 Nuovi carrelli eleganti di alta qualità, componibili a piacere. 1 o 2 ripiani robusti, colonne in alluminio e 4 rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno). Istruzioni di montaggio illustrate. CARRELLI COMPONENTI, È POSSIBILE AGGIUNGERE: RIPIANO SUPPLEMENTARE, CESTELLO, ASTA FLEBO, SUPPORTO CARDIO. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 47x42x102 cm
- Capacità di carico: totale 120 kg - per ripiano 10 kg
- 4 rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno)
- Materiale: alluminio estruso e plastica in ABS
- Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278699

CODICE GEF

27869



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697