



Carrello Super Easy

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27870

EAN / GTIN 8023279278705

Confezione 1

CARRELLI SUPER EASY - con maniglia • Carrello + ripiano + base •
Dim. ripiano (cm): 32x26 Nuovi carrelli eleganti di alta qualità,
componibili a piacere. 1 o 2 ripiani robusti, colonne in alluminio e 4
rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno). Istruzioni di montaggio illustrate.
CARRELLI COMPONENTI, È POSSIBILE AGGIUNGERE: RIPIANO
SUPPLEMENTARE, CESTELLO, ASTA FLEBO, SUPPORTO CARDIO.
Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 47x42x79 cm
- Capacità di carico: totale 120 kg - per ripiano 10 kg
- 4 rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno)
- Materiale: alluminio estruso e plastica in ABS
- Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
27870	32x26 cm	8023279278705	1
27871	40x36 cm	8023279278712	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0880EAN / GTIN
8023279278705CODICE GEF
27870

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697